

Allegato A.

AUSILI ASSORBENTI L'URINA 09.30 / 18.12

DESCRIZIONE	CODICE ISO o REGIONALE	Numero pezzi / mese prescrivibili a carico SSR
Pannolone mutandina grande	09.30.04.003	120
Pannolone mutandina medio	09.30.04.006	120
Pannolone mutandina piccolo	09.30.04.009	120
Pannolone sagomato grande	09.30.04.012	120
Pannolone sagomato medio	09.30.04.015	120
Pannolone sagomato piccolo	09.30.04.018	120
Pannolone rettangolare	09.30.04.021	120
Traversa 80x180	18.12.15.003	120
Traversa 60x90	18.12.15.006	120
Mutandina elastica x 3 riutilizzi :		
Grande X 3 mut.	09.30.09.003	3
Media X 3 mut.	09.30.09.006	3
Piccola X 3 mut.	09.30.09.009	3
Pannolino Sagomato per Incontinenza leggera Donna :		
Piccolo (Normal)	09.30.04.044	120
Medio (Extra)	09.30.04.046	120
Grande (Super)	09.30.04.048	120
Pannolino per Incontinenza leggera Uomo :		
Level 1 Piccola incontinenza	09.30.04.050	120
Level 2 Media incontinenza	09.30.04.052	120
Mutandina Assorbente per Incontinenza Leggera :		
Misura media	09.30.04.030	60
Misura grande	09.30.04.032	50
Pannolino Mutandina per Incontinenza Medio Grave :		
Misura piccola	09.30.04.034	42 *
Misura media	09.30.04.036	42 *
Misura grande	09.30.04.038	42 *
* Per i soggetti affetti da tetraplegia, spina bifida 120 PEZZI		
Mutandina Assorbente monouso per Incontinenza Grave		

DESCRIZIONE	CODICE ISO o REGIONALE	Numero pezzi / mese prescrivibili a carico SSR
Misura media	09.30.04.037	36*
Misura grande	09.30.04.039	36*
* Per i soggetti affetti da tetraplegia, spina bifida 120 PEZZI		
Pannolino Mutandina per Incontinenza Grave :		
Misura media	09.30.04.056	90
Misura grande	09.30.04.058	80
Pannolino Mutandina Super Max		
Misura media	09.30.04.053	75
Misura grande	09.30.04.054	75
Pannolone Mutandina a cintura :		
Misura piccola	09.30.04.043	120
Misura media	09.30.04.040	90
Misura grande	09.30.04.042	80
Pannolone Sagomato Traspirante :		
Misura piccola	09.30.04.060	120
Misura media	09.30.04.062	120
Misura grande	09.30.04.064	120
Pannolone Mutandina Traspirante :		
Misura media	09.30.04.066	90
Misura grande	09.30.04.068	90